

OpenVPN Version1.2.5 でのリンケア接続方法について

① はじめに、OPENVPN のバージョンを確認します

1. iPad 画面の「OpenVPN」を開いてください



2. OpenVPNを開いた後、Aboutを開いてバージョンを確認します



3. 書かれているバージョンが1.2.4以前の場合、対応は必要ありません。

書かれているバージョンが1.2.5以降の場合、下記に従って設定を行ってください。

② 新しい設定で接続する


1. メールを開きます



2. OPVN1.2.5 対応について のメールを開く



3. 「*****opvn」 ファイルを開きます (***部分は事業所により異なります)




4. 「OpenVpn にコピー」 を選びます




5. OpenVPN アプリが立ち上がり、「1 NewOpenVPN Profile is available for import」が表示されるので「+」を開きます。


(失敗した場合、再度メールから開いてください)




※↑の画面が開かない場合は左上を開いてください




6. 接続の設定画面がひらきますので、まず「Save」をタップして つまみを右にスライドします。




7. 次にパスワードを入力します。（パスワードはメールに記載されています）



8. 最後に「Connection」を開いて接続します。



9. 次のような画面になり、「Connected」になれば成功です



③ 新しいアドレスでリンクアに接続する

1. いままでのアドレスではリンクアに接続できませんメール記載のアドレスを開いてリンクアを開いてください。



リンクアが開くので、今までと同じようにお使いください。

